

Rampe disabili: fissa o mobile quale scegliere

Hai bisogno di una rampa per superare un gradino, una soglia o un dislivello all'ingresso di casa — ma non sai se scegliere una soluzione fissa o una mobile.

È una domanda che molte famiglie si pongono, e la risposta non è sempre scontata.

Pertanto, prima di procedere all'acquisto, vale la pena capire le differenze reali tra le diverse tipologie disponibili e come si traducono nella pratica quotidiana.

Autonomia Disabili offre tre soluzioni distinte per l'abbattimento delle barriere architettoniche tramite rampe in alluminio: la **rampa fissa su misura** — permanente, con corrimano e pendenza certificata inferiore all'8% — la [rampa mobile per piccoli gradini](#) — compatta, su misura, ideale per soglie e piccoli dislivelli — e la [rampa mobile a ponte con carrello](#) — ripiegabile, trasportabile, pensata per dislivelli importanti e utilizzi occasionali o temporanei.

Ognuna di queste soluzioni risponde a esigenze specifiche.

Tuttavia, scegliere quella sbagliata significa investire in un ausilio che non risolve davvero il problema.

Di conseguenza, in questa guida troverai i criteri pratici per orientarti con chiarezza, con riferimento diretto ai prodotti del catalogo [Autonomia Disabili](#).

Le tre tipologie a confronto — struttura e differenze principali.

Prima di entrare nei casi d'uso specifici, è utile capire le differenze strutturali tra le tre tipologie.

Pertanto, ecco una panoramica rapida che chiarisce di cosa stiamo parlando concretamente.

Rampa fissa su misura — la soluzione permanente

La **rampa fissa in alluminio anodizzato su misura** di Autonomia Disabili è una struttura progettata e installata in modo definitivo sull'ingresso.

Non si sposta, non si ripiega e non richiede operazioni manuali ogni volta che viene utilizzata.

- **Struttura in alluminio anodizzato:** resistente alla corrosione per decenni, senza manutenzione periodica. Pertanto, una volta installata, non richiede ulteriori interventi nel tempo.
- **Pendenza inferiore all'8%:** progettata e certificata secondo le norme [D.M. 236/1989](#) e [D.P.R. 503/1996](#). Di conseguenza, è la soluzione più sicura per utenti che la percorrono in autonomia con scooter o carrozzina.
- **Portata di 400 kg/mq:** adatta a qualsiasi tipo di mezzo, inclusi gli scooter elettrici più pesanti.

- **Doppi corrimano a 90 e 70 cm:** supporto attivo per l'utente, indipendentemente dall'altezza o dal tipo di ausilio utilizzato.
- **Fissaggio con bulloni non invasivi:** installazione senza opere murarie, ma con stabilità totale e permanente.
- **Personalizzabile:** larghezza, lunghezza e colore su richiesta, per integrarsi con l'estetica dell'edificio.

Ideale per: uso quotidiano, utilizzo autonomo senza operatore, dislivelli importanti, utenti con scooter elettrico o carrozzina motorizzata.

Rampa mobile per piccoli gradini — la soluzione compatta.

La **rampa mobile in alluminio per piccoli gradini**, disponibile su misura da Autonomia Disabili, è una soluzione compatta e portatile pensata per soglie, porte-finestre e piccoli dislivelli di pochi centimetri.

- **Realizzata su misura:** poiché ogni soglia ha un'altezza diversa, questa rampa viene prodotta su misura per aderire perfettamente al gradino esistente. Pertanto, il risultato è un raccordo preciso e stabile, senza spazi o disallineamenti.
- **Alluminio con trattamento antiscivolo ad alta tenuta:** garantisce aderenza ottimale anche in condizioni di pioggia o umidità, per un utilizzo sicuro in qualsiasi stagione.
- **Struttura compatta e leggera:** di conseguenza, può essere spostata o rimossa facilmente quando non serve, senza utensili né sforzo fisico.
- **Applicazioni tipiche:** soglie di porte-finestre, piccoli scalini d'ingresso, accesso a negozi, chiese, municipdi e uffici pubblici.
- **Nessuna installazione fissa:** non richiede fissaggi, bulloni né opere murarie. In altre parole, si posiziona, si usa e, se necessario, si rimuove.

Ideale per: dislivelli piccoli (pochi centimetri), utilizzo domestico o pubblico, contesti in cui non è possibile o desiderabile un'installazione fissa.

Rampa mobile a ponte con carrello — la soluzione flessibile.

La **rampa mobile a ponte con carrello** è la soluzione più versatile e potente della gamma, pensata per superare dislivelli più importanti — fino a 3-4 gradini — in contesti dove la rampa fissa non è praticabile o dove il bisogno è occasionale.

- **Struttura ripiegabile e trasportabile:** la rampa si ripiega su se stessa e, grazie al carrello integrato con ruote, può essere spostata da un solo operatore in pochi

secondi. Pertanto, è la soluzione ideale per eventi, manifestazioni, accessi temporanei o situazioni in cui la rampa serve solo in certi momenti della giornata.

- **Larghezza da 60 a 120 cm:** adatta al transito di carrozzine manuali ed elettriche, scooter, passeggini e merci. Di conseguenza, copre le esigenze di quasi qualsiasi contesto.
- **Lunghezza personalizzabile fino a 405 cm:** dimensionata in base al dislivello da superare, per mantenere sempre una pendenza sicura e confortevole.
- **Portata di 400 kg/mq:** certificata per scooter elettrici pesanti e carrozzine motorizzate.
- **Bordi anti-caduta da 6 cm:** protezione attiva contro lo sconfinamento delle ruote durante il transito.
- **Ruote e piedini regolabili + blocco a terra:** stabilità totale durante l'utilizzo, mobilità immediata quando non serve.
- **Superficie antiscivolo certificata:** sicura anche in condizioni di bagnato.

Ideale per: dislivelli medi o importanti (fino a 3-4 gradini), utilizzo occasionale o temporaneo, strutture pubbliche (musei, chiese, stazioni, alberghi storici), eventi, contesti dove la rampa fissa non è installabile.

Quando scegliere quale — guida pratica per situazione.

Ora che le tre soluzioni sono chiare nella struttura, è il momento di capire quale si adatta meglio alla propria situazione specifica.

Pertanto, ecco un percorso decisionale pratico basato sui criteri più rilevanti.

Frequenza d'uso e autonomia dell'utente

La frequenza con cui la rampa viene utilizzata e il grado di autonomia dell'utente sono i primi due fattori da considerare.

- **Utilizzo quotidiano e autonomo (senza operatore):** la rampa fissa è l'unica soluzione realmente adatta. Pertanto, se l'utente entra ed esce di casa da solo più volte al giorno — con scooter elettrico, carrozzina o deambulatore — la rampa fissa garantisce accesso immediato e sicuro senza dover spostare o preparare nulla ogni volta.
- **Utilizzo quotidiano ma sempre con accompagnatore:** in questo caso anche la rampa mobile per piccoli gradini può essere una soluzione valida, soprattutto se il dislivello è modesto. Tuttavia, per dislivelli superiori ai 5-6 cm, la rampa fissa rimane la scelta più sicura e pratica.

- **Utilizzo occasionale o stagionale:** la rampa a ponte con carrello è ideale. Di conseguenza, si tira fuori quando serve e si ripiega e si ripone quando non serve, senza occupare spazio né modificare l'aspetto dell'ingresso.
- **Utilizzo per eventi o accessi temporanei:** solo la rampa a ponte con carrello risponde a questa esigenza, grazie alla sua trasportabilità e alla rapidità di allestimento.

Tipo di dislivello, mezzo utilizzato e contesto.

Il secondo gruppo di criteri riguarda le caratteristiche fisiche della situazione: l'altezza del gradino, il mezzo dell'utente e il contesto architettonico.

- **Soglie e piccoli dislivelli fino a 3-4 cm:** la rampa mobile per piccoli gradini è la soluzione più semplice ed economica. Pertanto, per chi deve semplicemente raccordare la soglia di una porta-finestra o di un ingresso con un piccolo scalino, questa è la scelta più pratica.
- **Dislivelli medi da 5 cm fino a 2-3 gradini:** dipende dal contesto. Se l'accesso è usato quotidianamente in autonomia, la rampa fissa è preferibile. Se invece l'uso è occasionale o il contesto non permette installazioni fisse (edifici storici, condomini con restrizioni), la rampa a ponte con carrello è la risposta giusta.
- **Dislivelli importanti — 3 o più gradini:** solo la rampa fissa su misura o la rampa a ponte con carrello (nelle lunghezze maggiori, fino a 405 cm) garantiscono una pendenza sicura. In altre parole, per dislivelli elevati la rampa mobile per piccoli gradini non è adatta.
- **Scooter elettrico pesante (es. [Titan2](#), [Afiscooter S4W](#)):** verifica sempre che la portata della rampa scelta sia compatibile con il peso combinato di utente e mezzo. Pertanto, sia la rampa fissa (400 kg/mq) sia la rampa a ponte (400 kg/mq) supportano anche i modelli più pesanti del catalogo Autonomia Disabili.
- **Edificio storico o vincolato:** la rampa fissa con fissaggio non invasivo è compatibile anche con edifici storici, ma in alcuni casi le normative condominiali o i vincoli architettonici possono richiedere la soluzione mobile a ponte. Di conseguenza, è sempre consigliabile verificare il regolamento condominiale prima di procedere.

Perché affidarsi ad autonomia disabili per questo acquisto.

Scegliere la rampa giusta è solo il primo passo. Altrettanto importante, tuttavia, è avere un partner affidabile che accompagni la scelta, la progettazione e, dove necessario, l'installazione.

Sopralluogo, preventivo e consulenza gratuiti.

Autonomia Disabili non vende rampe come prodotti a scaffale: progetta soluzioni di accessibilità su misura per ogni situazione. Pertanto, il processo inizia sempre da una consulenza, non da una vendita.

- **Analisi della situazione specifica:** il team valuta il tipo di ingresso, l'altezza del dislivello, la larghezza disponibile, le caratteristiche del mezzo dell'utente e le eventuali restrizioni architettoniche o condominiali.
- **Orientamento tra le tre soluzioni:** inoltre, il team spiega con chiarezza quando è preferibile la rampa fissa, quando quella mobile per gradini e quando quella a ponte con carrello, senza mai privilegiare la soluzione più costosa.
- **Preventivo personalizzato e gratuito:** di conseguenza, prima di qualsiasi impegno economico il cliente conosce esattamente il costo della soluzione proposta, senza sorprese in fase di esecuzione.
- **Showroom fisico a Firenzuola (FI):** è possibile vedere i [prodotti](#) di persona in **Via Imolese 35/37, 50033 Firenzuola**. Maria Pia Raugei e il team sono disponibili dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 / 14:00-18:00 e il sabato 9:00-12:00 (solo WhatsApp).
- **Contatti sempre disponibili:** telefono **055 5535587**, WhatsApp **392 7024255**, e-mail info@prezzi-ausili-per-disabili.it.

Agevolazioni fiscali e finanziamento.

Tutte e tre le tipologie di rampe di Autonomia Disabili sono acquistabili con le agevolazioni fiscali previste dalla normativa italiana per le persone con disabilità.

- **[IVA agevolata al 4%](#)** ai sensi della Legge 104/92: applicabile a tutte e tre le soluzioni. Pertanto, il risparmio rispetto all'aliquota ordinaria del 22% è immediato e rilevante già al momento dell'acquisto.
- **[Detrazione IRPEF del 19%](#):** inoltre, è possibile detrarre il 19% della spesa nella dichiarazione dei redditi, riducendo ulteriormente il costo netto complessivo.

Finanziamento Compass: Autonomia Disabili è convenzionata con Compass Banca S.p.A. Pertanto, per chi preferisce non sostenere l'intera spesa in un'unica soluzione, è possibile attivare un piano di rate mensili contattando il team telefonicamente: 📞 **055 5535587** oppure 💬 **Mobile/WhatsApp: 392 702 4255**.

- **Consegna gratuita fino al Lazio:** per i clienti nelle regioni comprese nel perimetro Toscana-Lazio, la spedizione non comporta costi aggiuntivi. Per le destinazioni più lontane, viene richiesto un contributo proporzionale comunicato in anticipo.
- **Garanzia soddisfatti o rimborsati:** ogni acquisto è tutelato da questa garanzia concreta.

Domande Frequenti (FAQ)

Posso installare una rampa fissa in un condominio senza chiedere l'autorizzazione?

Dipende dal regolamento condominiale e dalla normativa locale.

In linea generale, la Legge 13/1989 riconosce il diritto all'abbattimento delle barriere architettoniche anche negli spazi condominiali, ma richiede il rispetto di determinate procedure.

Pertanto, prima di procedere con la rampa fissa, è consigliabile verificare il regolamento del condominio e, se necessario, richiedere l'autorizzazione all'assemblea condominiale.

Il team di Autonomia Disabili può orientarti sulle procedure corrette durante la consulenza iniziale.

La rampa a ponte con carrello può essere usata all'esterno anche con la pioggia?

Sì. La superficie antiscivolo certificata della rampa a ponte con carrello mantiene le proprie caratteristiche di aderenza anche in condizioni di bagnato.

Tuttavia, in caso di ghiaccio o pioggia intensa è sempre consigliabile valutare la sicurezza dell'operazione caso per caso.

Di conseguenza, per utilizzi in contesti esposti alle intemperie in modo continuativo, la rampa fissa con piano antiscivolo integrato rimane la soluzione più sicura nel lungo periodo.

Qual è la differenza di costo tra rampa fissa e rampa mobile?

Il costo varia in base alle dimensioni, alla complessità del progetto e alle personalizzazioni richieste.

In linea generale, la rampa mobile per piccoli gradini è la soluzione più economica; la rampa a ponte con carrello si posiziona su una fascia intermedia; la rampa fissa su misura con corrimano e installazione rappresenta l'investimento più importante ma anche quello più duraturo e sicuro.

Pertanto, per ricevere un preventivo personalizzato e gratuito per la propria situazione specifica, il modo più rapido è contattare il team al **055 5535587** o via WhatsApp al **392 7024255**.

Le tre rampe sono acquistabili con l'IVA agevolata al 4% anche senza la Legge 104?

[L'IVA al 4%](#) è riservata principalmente ai titolari di riconoscimento di disabilità ai sensi della [Legge 104/92](#). Tuttavia, esistono altre casistiche previste dalla normativa fiscale italiana che possono dare diritto all'agevolazione. Di conseguenza, il consiglio è di contattare il team di Autonomia Disabili per verificare la propria situazione specifica prima dell'acquisto — l'assistenza burocratica è inclusa nel servizio.

Posso usare le rampe Autonomia Disabili anche con scooter elettrici pesanti come il Titan2?

Sì. Sia la rampa fissa su misura (portata 400 kg/mq) sia la rampa mobile a ponte con carrello (portata 400 kg/mq) sono progettate per supportare scooter elettrici pesanti, incluso il [Titan2](#) (struttura da 95 kg + utente).

Pertanto, prima dell'acquisto è sufficiente comunicare al team il modello di scooter utilizzato e il peso dell'utente, così da dimensionare correttamente la lunghezza della rampa per mantenere la pendenza nella norma.

Puoi approfondire le specifiche delle rampe fisse nel nostro post dedicato: [Rampe Accesso Disabili: Alluminio Su Misura](#).

Scegliere tra rampa fissa, rampa mobile per piccoli gradini e rampa a ponte con carrello non è una questione di preferenza personale, bensì di analisi concreta della propria situazione.

L'uso quotidiano autonomo richiede una rampa fissa; il piccolo dislivello domestico si risolve con la rampa mobile su misura; l'accesso occasionale o temporaneo trova la risposta nella rampa a ponte con carrello.

Pertanto, il primo passo giusto è sempre una consulenza con un esperto che conosce i prodotti e sa leggere la situazione reale.

Autonomia Disabili offre tutte e tre le soluzioni, con IVA al 4%, detrazione IRPEF del 19%, finanziamento rateale Compass, sopralluogo e preventivo gratuiti, consegna gratuita fino al Lazio e oltre 18 anni di esperienza nel settore.

Contatta oggi stesso il team al 055 5535587, scrivi su WhatsApp al **392 7024255** o visita lo showroom di Firenzuola in Via Imolese 35/37.

La soluzione giusta per il tuo ingresso esiste — aiutarti a trovarla è il nostro lavoro.

 [Contattaci ora](#)

 **055 5535587**

 **Mobile/WhatsApp: 392 702 4255**

E-mail: info@prezzi-ausili-per-disabili.it

Sito web: [prezzi ausili per disabili](#)

Showroom: [Via Imolese 35/37, 50033 Firenzuola \(FI\)](#)

Consegna in tutta Italia, gratuita fino al Lazio compreso, poi viene chiesto un contributo in base alla distanza, con tecnico specializzato.

Orari: Lun-Ven: 9:00-13:00 / 14:00-18:00 – Sab: 9:00-12:00 (solo WhatsApp)

Leggi le recensioni dei nostri clienti: [Trustpilot](#)

Seguici sui social: [Facebook](#) | [Instagram](#) | [YouTube](#)