

Scooter pieghevole: viaggia libero disabili anziani

C'è un tipo di libertà che uno scooter elettrico standard non può darti: quella di salire in macchina, partire e ritrovare la tua autonomia ovunque tu vada.

In vacanza, a casa di parenti, in una città che non conosci, in un museo che hai sempre voluto visitare. Per chi ha difficoltà motorie, questi momenti rischiano di trasformarsi in rinunce — non per mancanza di voglia, bensì per mancanza di un mezzo che si possa portare con sé.

Lo **scooter elettrico pieghevole** di Autonomia Disabili è nato esattamente per questo. Si ripiega in pochi secondi, entra nel bagagliaio di una normale automobile, pesa meno di 28 kg e, una volta a destinazione, è pronto all'uso in pochi istanti.

Pertanto, non importa dove sei diretto: la tua mobilità autonoma ti segue ovunque.

In questo articolo scoprirai perché lo scooter pieghevole è la scelta più intelligente per chi non vuole rinunciare a viaggiare, e perché acquistarlo da Autonomia Disabili è la garanzia più solida che tu possa avere.

Per approfondire la scelta tra i diversi modelli di scooter elettrici, ti consigliamo anche la nostra [guida completa alla scelta dello scooter elettrico](#).

Il sistema di piegatura — in bagagliaio in pochi secondi.

Il punto di forza dello scooter pieghevole non è la velocità né la potenza: è la capacità di scomparire quando non serve e di essere pronto in un istante quando serve.

Pertanto, il sistema di piegatura è la caratteristica più importante da valutare.

Come si piega e quanto spazio occupa.

Lo scooter pieghevole di Autonomia Disabili è progettato per essere piegato e dispiegato senza utensili e senza sforzo fisico particolare — un'operazione che richiede pochi secondi anche a chi ha forza ridotta nelle mani.

- **Piegatura manuale in pochi gesti:** il manubrio si abbassa, il corpo si compatta, il sedile si riposiziona. Di conseguenza, le dimensioni passano da quelle di uno scooter da guida a quelle di un bagaglio voluminoso ma gestibile.
- **Dimensioni chiuso:** circa 70 × 64 × 44 cm — compatibile con il bagagliaio di berline, SUV e monovolume di dimensioni medie. Pertanto, non è necessario un furgone o un veicolo attrezzato: basta la propria automobile.
- **Peso totale di circa 28 kg** (batteria inclusa): suddiviso in due componenti separabili — corpo e batteria — il caricamento nel bagagliaio è accessibile anche per un caregiver di corporatura media.

- **Batteria removibile:** la batteria si stacca dal corpo principale. In altre parole, è possibile caricare separatamente la batteria in casa o in albergo senza dover portare l'intero scooter vicino alla presa elettrica.

Specifiche tecniche — prestazioni calibrate per il viaggio.

Lo scooter pieghevole non è pensato per percorrere 50 km al giorno su terreni sconnessi. È pensato per garantire mobilità autonoma in contesti urbani e turistici, dove ciò che conta è la praticità e l'affidabilità. Pertanto, le sue specifiche sono calibrate su questi utilizzi.

Scheda tecnica completa.

Caratteristica	Valore
----------------	--------

Motore	270W
--------	------

Batteria	11,5 Ah
----------	---------

Autonomia	20 km
-----------	-------

Velocità	8 km/h
----------	--------

Gomme posteriori	Pneumatiche
------------------	-------------

Dimensioni	960 x 530 x 840 mm
------------	--------------------

Classificazione	Dispositivo Medico Classe 1 CE
-----------------	--------------------------------

- **270W di potenza:** sufficiente per percorsi pianeggianti e urbani, centri storici, lungofiumi, parchi, musei e aree pedonali. Pertanto, copre con affidabilità tutti i contesti tipici di un utilizzo da viaggio.
 - **20 km di autonomia:** adeguata a una giornata intera di uscite in una città turistica, con ricarica serale tramite normale presa domestica. Di conseguenza, non è necessario cercare punti di ricarica durante la giornata.
 - **Velocità 8 km/h:** garantisce una discreta velocità per spostamenti rapidi e sicuri., particolarmente apprezzata su percorsi in leggera pendenza (superabile max 6°) o su pavimentazioni variabili tipiche dei centri storici.
 - **Gomme posteriori pneumatiche:** assorbono le irregolarità del fondo stradale — lastricato, cubetti di porfido, acciottolato — offrendo una guida più confortevole rispetto alle gomme piene.
-

Comfort di utilizzo — leggero ma non spartano.

Essere pieghevole non significa essere scomodo. Lo scooter pieghevole di Autonomia Disabili mantiene le caratteristiche di comfort essenziali per un utilizzo piacevole durante le uscite, anche prolungate.

Seduta, comandi e accessori.

- **Seduta da 42,5 cm con schienale:** le dimensioni della seduta garantiscono un appoggio stabile e confortevole anche per chi trascorre diverse ore sullo scooter durante le visite turistiche o le passeggiate. Pertanto, non è necessario limitare le uscite per evitare l'affaticamento.
- **Comandi intuitivi:** il manubrio e i comandi di accelerazione e frenata sono progettati per essere semplici da usare anche per chi non ha mai guidato uno scooter elettrico. Di conseguenza, l'apprendimento richiede pochi minuti.
- **Cestino portaoggetti:** indispensabile per il viaggio — porta la borsa, la macchina fotografica, i medicinali, gli acquisti della giornata. In altre parole, le mani restano libere e lo scooter porta ciò che serve.
- **Ricarica standard:** la batteria si ricarica con qualsiasi presa elettrica a 220V, incluse le prese dell'albergo, del B&B o della casa di parenti. Pertanto, nessuna attrezzatura speciale è necessaria per la ricarica in viaggio.

I vantaggi per chi viaggia — scenari di utilizzo reali.

Lo scooter pieghevole di Autonomia Disabili trasforma concretamente il modo in cui le persone con difficoltà motorie vivono i propri viaggi e le proprie uscite fuori porta.

Pertanto, vale la pena immaginare i contesti reali in cui questo mezzo cambia davvero la quotidianità.

Vacanze, visite e gite — senza rinunciare a nulla.

- **Vacanze al mare o in montagna:** si carica in macchina insieme ai bagagli e si utilizza sul lungomare, nei borghi, nei mercatini. Di conseguenza, la vacanza non è più condizionata dall'accessibilità della destinazione.
- **Visite a parenti lontani:** portarsi lo scooter significa non dipendere dalla casa altrui per gli spostamenti — si esce quando si vuole, si torna quando si vuole. Pertanto, la visita diventa un piacere anziché una fonte di ansia da dipendenza.
- **Turismo culturale:** musei, chiese, piazze storiche, mercati rionali. Con lo scooter pieghevole si visita in autonomia senza affaticarsi. Molte strutture culturali dispongono di rampe e percorsi accessibili — lo scooter li percorre tutti.

- **Ricoveri ospedalieri o soggiorni in strutture sanitarie:** il medico ha consigliato un periodo di riposo o riabilitazione lontano da casa? Lo scooter pieghevole segue il paziente anche lì, garantendo autonomia negli spostamenti interni alla struttura.
- **Uso quotidiano alternativo:** quando non si viaggia, lo scooter pieghevole è perfetto per chi vive in un appartamento con spazio limitato — si piega e si ripone in un angolo senza occupare la stanza. Pertanto, non è necessario avere un garage o uno spazio dedicato.

Perché acquistarlo da autonomia disabili.

Trovare uno scooter pieghevole online non è difficile.

Tuttavia, acquistarlo da [Autonomia Disabili](#) significa accedere a un livello di consulenza, certificazione e assistenza che i rivenditori generalisti non possono offrire.

Consulenza, agevolazioni fiscali e showroom.

- **Verifica della compatibilità con il proprio bagagliaio:** il team di Autonomia Disabili aiuta il cliente a verificare che le dimensioni dello scooter chiuso siano compatibili con il veicolo che utilizza. Pertanto, non ci sono sorprese al momento del primo caricamento.
- **Orientamento tra i modelli:** il catalogo include più [modelli](#) con caratteristiche diverse. Di conseguenza, il team orienta il cliente verso quello più adatto alle proprie esigenze specifiche di utilizzo e di viaggio.
- **Showroom fisico a Firenzuola (FI):** è possibile vedere lo scooter di persona, testare il sistema di piegatura, sedersi sul sedile e valutare le dimensioni reali prima di procedere. Lo showroom si trova in **Via Imolese 35/37, 50033 Firenzuola** — Maria Pia Raugei e il team sono disponibili lun-ven 9:00-13:00 / 14:00-18:00, sabato 9:00-12:00 (solo WhatsApp).
- **IVA agevolata al 4%** ai sensi della Legge 104/92: lo scooter pieghevole è classificato come [Dispositivo Medico Classe 1 CE](#) e acquistabile con [IVA al 4%](#) per gli aventi diritto. Per approfondire tutte le agevolazioni disponibili, leggi la nostra [guida alla Legge 104](#).
- **Detrazione IRPEF del 19%:** oltre all'IVA ridotta, è possibile [detrarre il 19%](#) della spesa nella dichiarazione dei redditi, riducendo ulteriormente il costo netto dell'acquisto.
- **Finanziamento Compass:** Autonomia Disabili è convenzionata con Compass Banca S.p.A. Pertanto, per chi preferisce il pagamento rateale, è possibile attivare un piano mensile contattando il team telefonicamente.

- **Consegna gratuita fino al Lazio:** per i clienti in Toscana, Umbria, Marche, Lazio e regioni limitrofe, nessun costo di spedizione aggiuntivo. Per le destinazioni più lontane, un contributo proporzionale comunicato in anticipo.
 - **Garanzia soddisfatti o rimborsati:** ogni acquisto è tutelato da questa garanzia concreta.
 - **Contatti:** telefono **055 5535587**, WhatsApp **392 7024255**, email info@prezzi-ausili-per-disabili.it.
-

Domande Frequenti (FAQ)

Lo scooter pieghevole entra nel bagagliaio di qualsiasi automobile?

Dipende dalle dimensioni del bagagliaio. Lo scooter pieghevole di Autonomia Disabili, una volta chiuso, misura circa 70 × 64 × 44 cm e pesa circa 20 kg.

Pertanto, è compatibile con la maggior parte delle berline di medie dimensioni, degli SUV e dei monovolume.

Tuttavia, per vetture compatte con bagagliaio ridotto potrebbe essere necessario abbassare i sedili posteriori.

Il team di Autonomia Disabili può aiutarti a verificare la compatibilità con il tuo veicolo specifico prima dell'acquisto.

La batteria si può portare in aereo?

Le regole per il trasporto aereo delle batterie al litio e al piombo variano da compagnia a compagnia e dipendono dalla capacità della batteria in Wh.

In generale, le batterie di piccola capacità possono essere trasportate in cabina come bagaglio a mano, mentre quelle di maggiore capacità richiedono autorizzazione preventiva o il trasporto in stiva.

Pertanto, prima di prenotare un volo con lo scooter, è sempre consigliabile verificare le politiche specifiche della compagnia aerea.

Il team di Autonomia Disabili può fornire le specifiche tecniche della batteria necessarie per la verifica.

Quanto tempo ci vuole per ricaricare completamente la batteria?

La batteria da 11,5 Ah si ricarica completamente in circa 6-8 ore con il caricabatterie in dotazione, collegato a una normale presa elettrica a 220V.

Pertanto, la strategia più pratica è ricaricare la sera, così da trovare lo scooter completamente carico ogni mattina.

Poiché la batteria è removibile, è possibile portarla in camera d'albergo o in appartamento per la ricarica senza dover spostare l'intero scooter.

Lo scooter pieghevole è adatto anche per uso quotidiano in città, non solo per i viaggi?

Sì, assolutamente.

Lo scooter pieghevole è perfetto per l'uso quotidiano in città: commissioni, spesa, visite mediche, passeggiate.

Pertanto, non è un mezzo "da viaggio" in senso esclusivo, bensì uno scooter completo che offre in più il vantaggio della portabilità.

Rispetto agli scooter tradizionali come il [Nettuno 4](#) o il [Freedom Quattro](#), ha un'autonomia inferiore e una potenza più contenuta.

Di conseguenza, è la scelta ideale per chi ha bisogno di uno scooter versatile e trasportabile, non necessariamente per le percorrenze più lunghe o le pendenze più impegnative.

Posso acquistarlo con l'IVA agevolata al 4% anche se sono il familiare e non il diretto interessato?

Sì. Le agevolazioni fiscali previste dalla Legge 104/92 — IVA al 4% e detrazione IRPEF del 19% — si applicano anche quando è un familiare a sostenere la spesa per conto della persona con disabilità riconosciuta.

Pertanto, un figlio o un coniuge che acquista lo scooter pieghevole per il proprio caro può beneficiare di entrambe le agevolazioni.

Per tutti i dettagli su come accedere a questi benefici, ti consigliamo di leggere la nostra [guida completa alla Legge 104](#).

Scooter pieghevole: viaggia libero disabili anziani.

Lo **scooter elettrico pieghevole** di Autonomia Disabili è la risposta più concreta per chi vuole continuare a viaggiare, esplorare e vivere senza che la mobilità ridotta diventi un limite.

Si piega in pochi secondi, entra nel bagagliaio, si ricarica con qualsiasi presa e garantisce 20 km di autonomia in qualsiasi destinazione.

Pertanto, non è solo uno scooter — è la libertà di andare dove vuoi, quando vuoi.

Acquistarlo da Autonomia Disabili significa inoltre beneficiare di IVA al 4%, detrazione IRPEF del 19%, finanziamento rateale Compass, consulenza specializzata sulla compatibilità con il proprio veicolo, consegna gratuita fino al Lazio e garanzia soddisfatti o rimborsati.

Tutto con oltre 18 anni di esperienza al tuo fianco.

Contatta oggi stesso Autonomia Disabili al 055 5535587, scrivi su WhatsApp al **392 7024255**, invia una email a info@prezzi-ausili-per-disabili.it o visita lo showroom di Firenzuola in Via Imolese 35/37.

Il prossimo viaggio ti aspetta.

 [Contattaci ora](#)

 **055 5535587**

 **Mobile/WhatsApp: 392 702 4255**

E-mail: info@prezzi-ausili-per-disabili.it

Sito web: [prezzi ausili per disabili](#)

Showroom: [Via Imolese 35/37, 50033 Firenzuola \(FI\)](#)

Consegna in tutta Italia, gratuita fino al Lazio compreso, poi viene chiesto un contributo in base alla distanza, con tecnico specializzato.

Orari: Lun-Ven: 9:00-13:00 / 14:00-18:00 – Sab: 9:00-12:00 (solo WhatsApp)

Leggi le recensioni dei nostri clienti: [Trustpilot](#)

Seguici sui social: [Facebook](#) | [Instagram](#) | [YouTube](#)